



Woods lamp

Product code:1004

User manual of Woods
lamp

Lux Kozmetika d.o.o.

WARNING

1. Power supply must be cut off when changing electrical components or maintaining and cleaning machines.
2. The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded, to prevent the risk of fire and electric shock.
3. Do not allow children to play with and place the machine in a place where children can avoid touching.
4. Please do not place the machine in damp places such as bathroom to avoid electric shock or other failure.
5. Please do not place the machine in places where painting/coating or oxygen providing during operation.
6. Unless being monitored or instructed by personnel who can be responsible for their personal safety, the people who have physical obstacles, tactile disorders, mental disorders, lacking of experience, common sense or children, are not allow to use the machine.
7. Please contact distributor, service center or related personal with appropriate skill and experience for repairing if the plug is damaged, in case of any dangerous.
8. Maintenance should be processed by trained professionals.
9. This product can only be used by professional beauty practitioners, please pay close attention to working condition of the machine during operating.

Instruction

Ultraviolet ray lamp is made from general ultraviolet ray which go through the glass-filter with nickel. Wood's lamp was invented by American physical scientist Robert Williams Wood's. The main medical usage is to diagnose the unfavorable condition of skin, such as rash.

Usage

Beautician use wood's lamp to examine the condition of skin. Different material irradiated with dark purple ray of wood's lamp will appear ray with different colors. The wood's lamp is supposed to be used in a dark room. The purple ray can be used to examine the scarf skin of human body by beautician. What's more, the beautician can do some appropriate skin care for the customer. The invisible skin blemish can be displayed by wood lamp. The displayed shape and color of different skin would be different. For example, if the skin is too thick, the displayed ray should be bright white. The following cases are some of the situation under wood's lamp.



Woods lamp

ŠIFRA:1004

Korisničke upute

Lux Kozmetika d.o.o.

Zagreb, Croatia

UPOZORENJE

1. Opskrba strujom mora biti prekinuta prilikom mijenjanja električnih komponenti ili održavanja i čišćenja strojeva.
2. Utikač mora biti uključen u utičnicu koja je ispravno instalirana i uzemljena, kako bi se spriječio rizik od požara i strujnog udara.
3. Ne dopustite djeci da se igraju i postavite stroj na mjesto gdje ga djeca ne mogu dodirivati.
4. Nemojte postavljati stroj na vlažna mjesta kao što je kupaoonica kako biste izbjegli električni udar ili drugi kvar.
5. Nemojte postavljati stroj na mjesta gdje se tijekom rada vrši lakiranje/premazivanje ili dovod kisika.
6. Osim ako nisu pod nadzorom ili uputama od strane osoblja koje može biti odgovorno za njihovu osobnu sigurnost, osobama koje imaju fizičke prepreke, taktilne poremećaje, mentalne poremećaje, nedostatak iskustva, zdrav razum ili djecu, nije dopušteno koristiti stroj.
7. Molimo kontaktirajte distributera, servisni centar ili srodnu osobu s odgovarajućim vještinama i iskustvom za popravak ako je utikač oštećen, u slučaju opasnosti.
8. Održavanje trebaju obavljati obučeni stručnjaci.
9. Ovaj proizvod mogu koristiti samo profesionalni kozmetičari, molimo obratite pozornost na radne uvjete stroja tijekom rada.

Uputa

Lampa s ultraljubičastim zrakama izrađena je od uobičajenih ultraljubičastih zraka koje prolaze kroz stakleni filter s niklom. Woodovu svjetiljku izumio je američki fizičar Robert Williams Wood. Glavna medicinska upotreba je dijagnosticiranje nepovoljnog stanja kože, kao što je osip.

Korištenje

Kozmetičarka koristi woodovu lampu kako bi ispitala stanje kože. Različiti materijali ozračeni tamnoljubičastom zrakom drvene lampe pojavit će se zrakom različitih boja. Drvena svjetiljka trebala bi se koristiti u mračnoj prostoriji. Kozmetičar može koristiti ljubičastu zraku za pregled kože ljudskog tijela. Štoviše, kozmetičarka može napraviti odgovarajuću njegu kože za kupca. Nevidljiva mana kože može se prikazati drvenom lampom. Prikazani oblik i boja različite kože bili bi drugačiji. Na primjer, ako je koža predebela, prikazana zraka trebala bi biti svijetlo bijela. Sljedeći slučajevi su neke od situacija pod Woodovom svjetiljkom.

STANJE KOŽE	BOJA
Debeli epidermis	Bijela fluorescentna
Stanice nekroze	Bijele točke
Zdrava koža	Plavo i bijelo
Nedostatak vode (tanka koža)	Ljubičasto
Previše vode	Svijetlo fluorescentno
Hiperpigmentacije	Smeđe
Masni dijelovi i prištići	Žuto ili ružičasto

Zdrava koža i kosa pod lampom bi trebali izgledati bijelo i sivoljubičasto. Nokat bi trebao biti bijeli.

Ako sumnjate na pokvarenost kozmetike, pod lampu možete staviti novi i stari proizvod. Ista formula kozmetike bi trebala biti iste boje.

Woodovu lampu uglavnom koristimo na ljudima. Stavljamo navlaku na lampu, a drugi kraj na lice i pregled obavljammo u mračnoj sobi.



Tehničke specifikacije

Veličina pakiranja: 30*21*7 cm

Voltaža: AC 100-120 V / AC 220-240 V

Frekvencija 50/60Hz

22 W